

Mab Di Coniglio Anti-Umano Kir2DL4/Cd158D Per Fc - Q99706

Numero articolo: CM0012618



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro KIR2DL4/CD158d umano. Validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il dominio extracellulare (aa 24-242). Adatto per studi sui recettori delle cellule NK e per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano KIR2DL4/CD158d
Note/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; recettore 2DL4 simile alle immunoglobuline delle cellule killer
Specie	Umano
GeneID (umano)	3805
GeneID	3805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-242 di KIR2DL4/CD158d umano (NP_002246.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q99706
Peso della proteina	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico