

Coniglio Anti-Umano Kir2DL4/Cd158D Mab Per Fc - Q99706

Numero articolo: CM0004987



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano KIR2DL4/CD158d coniugato ad . Validato per la citometria a flusso, mirato al recettore delle cellule killer simile all'immunoglobulina che riconosce HLA-G e media le funzioni delle cellule NK all'interfaccia materno-fetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano KIR2DL4/CD158d mAb
Osservazioni/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; recettore delle cellule killer simile all'immunoglobulina 2DL4
Specie	Umano
GeneID (umano)	3805
GeneID	3805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-242 di KIR2DL4/CD158d umano (NP_002246.5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q99706
Peso Proteico	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio