

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Kir2DL4/Cd158D Umano Per Fc - Q99706

Numero articolo: CM0010338



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro KIR2DL4/CD158d umano (UniProt Q99706) per citometria a flusso. Adatto per lo studio della regolazione delle cellule NK e delle interazioni con HLA-G nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human KIR2DL4/CD158d mAb
Note/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; recettore simile all'immunoglobulina delle cellule killer 2DL4
Specie	Umana
Gene ID	3805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-242 di KIR2DL4/CD158d umano (NP_002246.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q99706
Peso proteico	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio