

Coniugato Con Anticorpo Polimab® Di Coniglio Anti-Umano KlrG1 Per Fc - Q96E93

Numero articolo: CM0005094



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano KLRG1 coniugato con per citometria a flusso. Reagisce specificamente con KLRG1 umano, un recettore inibitorio sulle cellule NK e T. Ideale per la profilazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo PolimAb® di Coniglio Anti-Umano KLRG1
Note/Alias	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
Specie	Umano
GeneID	10219
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-195 di KLRG1 umano (NP_001316028.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96E93
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio