

Coniugato Con Anticorpo Polimab® Di Coniglio Anti-Umano KlrG1 Per Citometria A Flusso - Q96E93

Numero articolo: CM0009812



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato con , specifico per il KLRG1 umano, per citometria a flusso. Riconosce un recettore inibitorio di 22 kDa espresso sulle cellule NK e sui linfociti T CD8+. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniugato con Anticorpo PolimAb® di Coniglio Anti-Umano KLRG1
Osservazioni/Alias	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
Specie	Umano
ID Gene	10219
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-195 del KLRG1 umano (NP_001316028.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96E93
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio