


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umana Lambda Light Chain Per Citometria A Flusso - P0Cg04

Numero articolo: CM0008083



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia la regione costante della catena leggera lambda delle immunoglobuline umane. Validato per l'analisi in citometria a flusso (FC) di campioni umani. Ideale per la ricerca sulle cellule B e l'immunità umorale; immunogeno ricombinante (aa 1-106), ~11kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human Lambda Light Chain mAb
Specie	Umana
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 della Lambda Light Chain umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P0CG04
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio