


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Catena Leggera Lambda Umana Per Citometria A Flusso - P0CG04

Numero articolo: CM0005319



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la catena leggera lambda umana, coniugato con per citometria a flusso. Validato per campioni umani nella ricerca immunologica. Swiss-Prot: P0CG04.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-catena leggera Lambda umana coniugato
Specie	Umana
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 della catena leggera Lambda umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P0CG04
Peso molecolare proteico	11kDa
Spedizione	Sacca refrigerante