


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lamp1/Cd107A Umano - P11279

Numero articolo: CM0009494



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro LAMP1/CD107a umano per la citometria a flusso intracellulare. Validato per campioni umani, bersaglia la glicoproteina 1 di membrana associata ai lisosomi. Adatto per la ricerca sulla biogenesi lisosomiale, sull'autofagia e sulla citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LAMP1/CD107a umano
Note/alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Specie	Umano
GeneID (umano)	3916
GeneID	3916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-382 di LAMP1/CD107a umano (NP_005552.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11279
Peso della proteina	38 kDa/45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante