


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Lamp1/Cd107A Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P11279

Numero articolo: CM0010965



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia LAMP1/CD107a umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Ideale per studiare la funzione lisosomiale, l'autofagia e la citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human LAMP1/CD107a mAb
Annotazioni/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3916
GeneID	3916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-382 di LAMP1/CD107a umano (NP_005552.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P11279
Peso proteico	38kDa/45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio