


Coniglio Anti-Umano Lamp1/Cd107A Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P11279

Numero articolo: CM0008904



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting LAMP1/CD107a umano. Progettato per la citometria a flusso intracellulare (FC intra) per rilevare una glicoproteina di membrana lisosomiale di 38–45 kDa coinvolta nella biogenesi dei lisosomi e nella citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano LAMP1/CD107a mAb
Osservazioni/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-382 di LAMP1/CD107a umano (NP_005552.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P11279
Peso Proteico	38kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio