


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Lamp1/Cd107A Per Citometria A Flusso Intracellulare - P11279

Numero articolo: CM0008244



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting LAMP1/CD107a umana (SWISS: P11279) per citometria a flusso intracellulare. Ideale per la ricerca sulla funzione lisosomiale, autofagia e citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano LAMP1/CD107a mAb
Osservazioni/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Specie	Umano
GenelD	3916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-382 della LAMP1/CD107a umana (NP_005552.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P11279
Peso proteico	38kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio