

Rabbit Anti-Human Lamp2 Mab Per If/Icc E Fc (Intra) - P13473

Numero articolo: CM0004520



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano LAMP2 coniugato con , validato per IF/ICC e citometria a flusso intracellulare. Mira alla proteina di membrana lisosomiale LAMP2 (CD107b) per ricerche sull'autofagia, sulla biogenesi dei lisosomi e sulle malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human LAMP2 mAb
Note/Alias	DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-375 di LAMP2 umano (NP_002285.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13473
Peso proteico	44kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio