

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Human Lamp2 Per If/Icc E Fc Intracellulare - P13473

Numero articolo: CM0011700



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro LAMP2 umano (CD107b). Validato per IF/ICC e citometria a flusso intracellulare. Reagisce con campioni umani. Mira alla glicoproteina 2 associata alla membrana lisosomiale, coinvolta nell'autofagia e nella funzione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human LAMP2 mAb
Note/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3920
GeneID	3920
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio