

Coniglio Anti-Umano Lamp2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare - P13473

Numero articolo: CM0010713



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting LAMP2 umano, validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per studi sulla biogenesi dei lisosomi, autofagia e autofagia mediata da chaperone. Reattività specie: umano. SWISS: P13473.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano LAMP2 mAb
Osservazioni/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3920
GeneID	3920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-375 di LAMP2 umano (NP_002285.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio