

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Umano Lifr/Cd118 Per Fc - P42702

Numero articolo: CM0010701



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LIFR/CD118 umano, direttamente coniugato con ABflo 647 per citometria a flusso (FC). Riconosce LIFR umano, un recettore di membrana cellulare di ~124 kDa coinvolto nella segnalazione delle citochine. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human LIFR/CD118 mAb
Annotazioni/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Specie	Umana
ID genico (Umano)	3977
ID genico	3977
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P42702
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio