

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo Lir2/Cd85H Per If/Icc, Fc - Q8N149

Numero articolo: CM0008881



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato che bersaglia LILRA2/CD85h (ILT1/LIR7) umano. Convalidato per IF/ICC e citometria a flusso. Reactivo con materiale umano. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e le infezioni microbiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human LILRA2/CD85h mAb
Annotazioni/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Specie	Uomo
Gene ID	11027 (Uomo)
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8N149
Peso proteico	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio