

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Umano Liltrb4/Cd85K/Ilt3 Per Fc - Q8Nhj6

Numero articolo: CM0012707



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro LILRB4/CD85k/ILT3 umano (Q8NHJ6). Progettato per citometria a flusso, bersaglia un recettore immunitario inibitorio coinvolto nella tolleranza immunitaria e nella regolazione dei monociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
Annotazioni/Alias	B4, ILT3, LIR5, CD85K, ILT-3, LIR-5
Specie	Umana
GeneID (umana)	11006
GeneID	11006
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8NHJ6
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio