


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Megalin/Lrp2 Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P98164

Numero articolo: CM0008838



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Megalin/LRP2 umana, coniugato con . Validato per la citometria a flusso intracellulare per lo studio di questo grande recettore endocitico nel rene, nella placenta e nel cervello. SWISS: P98164.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Megalin/LRP2 umano
Note/alias	LRP2; DBS; GP330; proteina 2 correlata al recettore delle lipoproteine a bassa densità
Specie	Umano
GeneID (umano)	4036
GeneID	4036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 4446-4655 della Megalin/LRP2 umana (NP_004516.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P98164
Peso della proteina	521 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante