


Coniglio Anti-Umano Megalin/Lrp2 Anticorpo Monoclonale Per If-P E Fc (Intra) - P98164

Numero articolo: CM0007774



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro Megalin/LRP2 umano, coniugato ad . Validato per immunofluorescenza e citometria a flusso intracellulare. Cross-reattività con umano e topo. Ideale per studi sui recettori endocitici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano Megalin/LRP2 mAb
Osservazioni/Alias	LRP2; DBS; GP330; proteina 2 correlata al recettore LDL
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4036
GenelD	4036
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 4446-4655 di Megalin/LRP2 umano (NP_004516.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, FC (intra)
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P98164
Peso Proteico	521kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio