


Mab Coniugato Coniglio Anti-Mertk Umano Per Fc - Q12866

Numero articolo: CM0008095



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-MERTK umano coniugato validato per citometria a flusso (FC). Reagisce con la proteina MERTK umana. Immunogeno proteico ricombinante. Ideale per ricerche su apoptosi, fagocitosi e segnalazione chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-MERTK umano
Note/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina protein chinasi Mer
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10461
ID gene	10461
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-499 della MERTK umana (NP_006334.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q12866
Peso proteico	110 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio