


Coniglio Anti-Umano Mertk Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q12866

Numero articolo: CM0008044



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato contro MERTK (MerTK) umano, un recettore tirosin chinasi. Validato per la citometria a flusso. Bersaglia le vie di sopravvivenza cellulare, migrazione e fagocitosi. Ideale per la ricerca sul cancro umano e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano MERTK mAb
Osservazioni/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina-proteina chinasi Mer
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10461
GeneID	10461
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 26-499 di MERTK umano (NP_006334.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q12866
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio