


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Mertk Per Fc - Q12866

Numero articolo: CM0004709



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce MERTK umano (Mer tirosin-chinasi), validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio di MERTK nell'efferocitosi, nel cancro e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano MERTK
Note/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosin-proteina chinasi Mer
Specie	Umano
GeneID	10461
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-499 di MERTK umano (NP_006334.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q12866
Peso Proteico	110 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio