

Coniglio Anti-Umano Mica/Micb Mab - Q29983 / Q29980

Numero articolo: CM0004819



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro MICA/MICB umano, adatto per la citometria a flusso. Mira ai ligandi indotti da stress NKG2D espressi su varie cellule epiteliali e tumorali, facilitando gli studi sulla sorveglianza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano MICA/MICB mAb
Note/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Specie	Umano
Gene ID	100507436/4277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-298 di MICB umano (NP_005922.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q29983/Q29980
Peso Proteico	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio