

Coniglio Anti-Umano Mica/Micb Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q29983 / Q29980

Numero articolo: CM0012053



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting MICA/MICB umano per citometria a flusso. Reagisce specificamente con campioni umani; ideale per il rilevamento delle cellule immunitarie e gli studi di ricerca sui ligandi di stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano MICA/MICB mAb
Osservazioni/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-298 di MICB umano (NP_005922.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q29983/Q29980
Peso Proteico	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio