


## Coniglio Anti-Umano Mmp9 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P14780

Numero articolo: CM0004099



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-MMP9 umano per citometria a flusso intracellulare. Validato per campioni umani, rileva la proteina gelatinasi B da 78kDa coinvolta nel rimodellamento della matrice extracellulare e nella migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Coniglio anti-Umano MMP9 mAb                                                                                                |
| Osservazioni/Alias    | MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; metalloproteinasi della matrice 9                                                         |
| Specie                | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)        | 4318                                                                                                                        |
| GeneID                | 4318                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-707 di MMP9 umano (NP_004985.2) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                       |
| Applicazione          | FC (intra)                                                                                                                  |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                       |
| SWISS                 | P14780                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 78kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |