

Rabbit Anti-Human Mrc2 Mab - Q9Ubg0

Numero articolo: CM0011636



introduzione

Rabbit anti-Human MRC2 mAb per applicazioni di citometria a flusso (FC). Reattività crociata con l'uomo. Ideale per la ricerca sull'endocitosi e sul rimodellamento della matrice extracellulare. Peso della proteina 167 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human MRC2 mAb
Note/alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9902
GeneID	9902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-513 di MRC2 umano (NP_006030.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9UBG0
Peso della proteina	167 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante