

Coniglio Anti-Umano Mrc2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q9Ubg0

Numero articolo: CM0005736



introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniugato di coniglio è mirato al MRC2 umano (CD280, ENDO180, UPARAP), un recettore di mannosio di tipo C coinvolto nell'internalizzazione del collagene e nel rimodellamento della matrice. Validato per applicazioni di citometria a flusso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano MRC2 mAb
Osservazioni/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9902
GeneID	9902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-513 del MRC2 umano (NP_006030.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9UBG0
Peso Proteico	167kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio