


Coniglio Anti-Umano Nat10 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q9H0A0

Numero articolo: CM0010277



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting su NAT10 umano per citometria a flusso intracellulare. NAT10 è un acetiltransferasi della citidina RNA che regola la stabilità dell'mRNA, la traduzione e la elaborazione del rRNA 18S, rendendo questo anticorpo ideale per studi sulla funzione nucleolare e sulla modifica dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano NAT10 mAb
Osservazioni/Alias	ALP; Kre33; NET43
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55226
ID Gene	55226
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-1025 di NAT10 umano (Q9H0A0)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9H0A0
Peso Proteico	116 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio