

Coniglio Anti-Umano Nectin-1/Cd111 Mab Per Fc - Q15223

Numero articolo: CM0009579



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting Nectin-1/CD111 umano, una molecola di adesione cellulare e recettore di ingresso dell'herpesvirus. Validato per la citometria a flusso, facilitando la ricerca nello neurosviluppo e nella patogenesi virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano Nectin-1/CD111 mAb
Osservazioni/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5818
ID Gene	5818
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-334 di Nectin-1/CD111 umano (NP_002846.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q15223
Peso Proteico	57kDa/51kDa/39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio