

Coniglio Anti-Umano Nectin-1/Cd111 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q15223

Numero articolo: CM0005282



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-umano Nectin-1/CD111 per citometria a flusso. Validato per campioni umani, riconosce una proteina di 57/51/39 kDa. Adatto per ricerche sull'adesione cellulare, neurosviluppo e ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano Nectin-1/CD111 mAb
Osservazioni/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5818
GenelD	5818
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 di Nectin-1/CD111 umano (NP_002846.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q15223
Peso Proteico	57kDa/51kDa/39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio