

Coniglio Anti-Umano Ng2 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q6Uvk1

Numero articolo: CM0012632



introduzione

mAb Coniglio anti-umano NG2 per citometria a flusso. Riconosce il CSPG4/NG2 umano, un proteoglicano di 251kDa coinvolto nella proliferazione cellulare, nella migrazione e nell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-umano NG2 mAb
Osservazioni/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1464
ID Gene	1464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1583-2224 di NG2 umano (NP_001888.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio