

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Ng2 Per Fc - Q6Uvk1

Numero articolo: CM0009846



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano NG2 (clone non specificato) per citometria a flusso. Reagisce con il proteoglicano solfato di condroitina umano NG2, coinvolto nella migrazione e proliferazione cellulare. Adatto per la ricerca in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano NG2
Note/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Specie	Umano
GeneID (umano)	1464
GeneID	1464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1583-2224 di NG2 umano (NP_001888.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio