

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nt5E/Cd73 Umano Per Fc - P21589

Numero articolo: CM0012408



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro NT5E/CD73 umano, validato per la citometria a flusso (FC). Ha come bersaglio l'ecto-5'-nucleotidasi, un enzima di membrana ancorato al GPI che idrolizza l'AMP. Adatto per la ricerca in immuno-oncologia e nel metabolismo nucleotidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NT5E/CD73 umano
Note/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Specie	Umano
ID genico (umano)	4907
ID genico	4907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-547 di NT5E/CD73 umano (NP_002517.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P21589
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante