


Coniglio Anti-Umano Opn1Lw/Opn1Mw Mab Per Citometria A Flusso - P04000 / P04001

Numero articolo: CM0007862



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato a OPN1LW e OPN1MW umane, convalidato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulla funzione dei fotorecettori conici e sulla visione dei colori rosso/verde.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano OPN1LW/OPN1MW mAb
Osservazioni/Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-48 di OPN1LW/OPN1MW umano (NP_064445.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04000/P04001
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio