


Coniglio Anti-Umano Opn1Lw/Opn1Mw Mab - P04000 / P04001

Numero articolo: CM0011623



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con ad alte prestazioni derivato da coniglio, mirato alle opsine umane OPN1LW/OPN1MW per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulla visione dei colori e sui fotorecettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano OPN1LW/OPN1MW mAb
Osservazioni/Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-48 dell'OPN1LW/OPN1MW umano (NP_064445.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P04000/P04001
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio