


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Opn1Lw/Opn1Mw Per Citometria A Flusso - P04000 / P04001

Numero articolo: CM0004115



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano OPN1LW/OPN1MW coniugato con per citometria a flusso. Bersaglia le opsine coniche sensibili al rosso (OPN1LW) e al verde (OPN1MW), adatto per la ricerca retinica e studi sulla visione dei colori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human OPN1LW/OPN1MW mAb
Note/Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Specie	Umana
GeneID (umana)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-48 di OPN1LW/OPN1MW umano (NP_064445.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04000/P04001
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio