


Rabbit Anti-Human P-Caderina Mab - P22223

Numero articolo: CM0010429



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro la P-caderina umana (CDH3) per citometria a flusso. Rileva la P-caderina umana nei tessuti epiteliali e nei carcinomi, ideale per la ricerca sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human P-caderina mAb
Note/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Specie	Umana
ID del gene	1001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 108-654 della P-caderina umana (NP_001784.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P22223
Peso della proteina	87 kDa/91 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante