


Coniglio Anti-Umano P-Cadherina Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P22223

Numero articolo: CM0010499



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro la P-cadherina umana (CDH3). Immunogeno ricombinante (aa 108-654). Validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sui carcinomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano P-cadherina mAb
Note/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Specie	Umano
Gene ID	1001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 108-654 della P-cadherina umana (NP_001784.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P22223
Peso Proteico	87kDa/91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio