


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P-Caderina Umana Per Citofluorimetria A Flusso - P22223

Numero articolo: CM0009580



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con mirato a P-caderina umana (CDH3) per citofluorimetria a flusso. Riconosce la caderina-3 nei tessuti epiteliali e nelle cellule di carcinoma; utile per la ricerca sull'adesione cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human P-cadherin mAb
Osservazioni/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Specie	Umano
GeneID	1001
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 108-654 di P-caderina umana (NP_001784.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P22223
Peso proteico	87kDa/91kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio