

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P4Hb Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P07237

Numero articolo: CM0009674



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro P4HB umano (proteina disolfuro-isomerasi). Validato per la citometria a flusso intracellulare, rileva una proteina di 57 kDa. Adatto per studi sul ripiegamento proteico e sullo stress del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-P4HB umano
Note/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Specie	Umano
ID genico (umano)	5034
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 329-508 di P4HB umano (NP_000909.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07237
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante