

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Pcsk9 Per Citometria A Flusso - Q8Nbp7

Numero articolo: CM0012644



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting PCSK9 umano (Q8NBP7). Validato per applicazioni di citometria a flusso intracellulare. Immunogeno ricombinante corrispondente agli amminoacidi 31-692 del PCSK9 umano. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano PCSK9 mAb
Osservazioni/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	255738
GeneID	255738
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-692 del PCSK9 umano (NP_777596.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8NBP7
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio