

Mab Coniglio Anti-Pd-L1/Cd274 Umano - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0007854



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro PD-L1/CD274 (B7-H1, PDCD1LG1) umano. Validato per citometria a flusso, supporta la ricerca nel blocco dei checkpoint immunitari e nell'immunoterapia antitumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-PD-L1/CD274 umano
Annotazioni/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	29126
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NZQ7
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio