

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pd-L1/Cd274 Umano Per Fc - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0007976



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad , diretto contro PD-L1/CD274 umano (B7-H1, PDL1). Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari e gli studi di immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PD-L1/CD274 umano
Note/alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	29126
ID del gene	29126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NZQ7
Peso della proteina	33kDa
Spedizione	Borsa refrigerante