

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Perforina Umana Per Fc (Intra) - P14222

Numero articolo: CM0009936

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la Perforina umana (PRF1), per la citometria a flusso intracellulare. Validato per campioni umani; rileva una proteina di 61 kDa. Indicato per la ricerca sulla citotossicità delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Perforina umana
Note/Alias	P1; PFP; HPLH2
Specie	Umana
ID del gene (umano)	5551
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-555 della Perforina umana (NP_005032.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P14222
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante