


Coniglio Anti-Umano Fosfo-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55γ (Y199) Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare - P27986 / O00459 / Q92569

Numero articolo: CM0001362



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si lega alle subunità regolatorie fosforilate di PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) e p55γ (Y199). Validato per la citometria a flusso intracellulare. Utile per lo studio della segnalazione PI3K/AKT nelle cellule umane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano Fosfo-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
Note/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5295/5296/8503
GenelD	5295/5296/8503
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato attorno a Y467 di PI3KP85α umano (NP_852664.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
Reattività Incrociata	P27986/O00459/Q92569
Peso Proteico	42-54kDa/81-84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio