

Rabbit Anti-Human Phospho-PI3Kp85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199 Mab - P27986 / O00459 / Q92569

Numero articolo: CM0001913



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro la fosfo-PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) e p55γ (Y199) umane. Validato per citometria a flusso intracellulare (FC). Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human Phospho-PI3Kp85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
Osservazioni/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y467 della PI3Kp85α umana (NP_852664.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso proteico	42-54kDa/81-84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio