

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Plzf Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q05516

Numero articolo: CM0012302



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il PLZF umano (ZBTB16), un repressore trascrizionale coinvolto nella maturazione mieloide. Validato per citometria a flusso intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PLZF umano
Note/Alias	PLZF; ZNF145
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 6-137 del PLZF umano (NP_005997.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q05516
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacca refrigerante