

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plzf Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q05516

Numero articolo: CM0009307



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro il PLZF umano (ZBTB16). Validato per la citometria a flusso intracellulare. Reattività: umano. Esplora i meccanismi della repressione trascrizionale e della differenziazione mieloide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PLZF umano
Note/alias	PLZF; ZNF145
Specie	Umano
ID gene	7704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 6-137 del PLZF umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q05516
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante