

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Podoplanina Umana Per Fc - Q86YI7

Numero articolo: CM0009632



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la Podoplanina umana (PDPN), validato per la citometria a flusso. Utile per studiare la migrazione cellulare, l'adesione, la biologia linfatica e la progressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Podoplanina Umana
Note/Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanina
Specie	Umana
GeneID	10630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-123 della Podoplanina Umana (NM_006474.5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio