

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Podoplanina Umana Per Citometria A Flusso - Q86YI7

Numero articolo: CM0012330



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro la Podoplanina umana (PDPN/Aggrus/Gp36). Validato per la citometria a flusso, con cross-reattività umana. Adatto per studi di biologia del cancro, sistema linfatico e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Podoplanina umana
Note/alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanina
Specie	Umano
GeneID (umano)	10630
GeneID	10630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-123 della Podoplanina umana (NM_006474.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Cross-reattività	Umano
SWISS	Q86YL7
Peso della proteina	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Spedizione	Borsa refrigerante